

**«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»»**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**«Функционал Врача-эксперта
(Экспертиза Живых лиц)»**

Версия 1.1.1.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВХОД В СИСТЕМУ	2
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА	2
РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА	4
РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЖИВЫМ ЛИЦАМ.....	10
РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛ ЖУРНАЛА ЭКСПЕРТИЗ	15
РАЗДЕЛ 7. ПРОСМОТР СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ.. Error! Bookmark not defined.	

РАЗДЕЛ 1. ВХОД В СИСТЕМУ

В данном руководстве пользователя будет описан функционал и возможности Врача-эксперта (ЭЖ). Для начала работы необходимо авторизоваться в систему под ролью **«Врач-эксперт (ЭЖ)»**. Предлагается выбрать из списка заранее созданных учётных записей, учётную запись под которой будет происходить дальнейшая работа. Ввести пароль, если был создан.




Рис. 1 Форма авторизации.

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА

Для создания проведения экспертизы в отношении живого лица, переходим в раздел **«Журнал экспертиз»** из начальной страницы МИС.




Рис. 2 Начальная страница МИС.

В открывшемся разделе «**Проведение экспертиз**» новые экспертизы будут отображаться без значения в поле «**Статус**». Далее двойным кликом открыть необходимую экспертизу.

☆ Проведение экспертизы в отношении живого лица от 22.04.2024 11:50:49 №31

← → ☆ Проведение экспертиз

Массовая смена статуса

Тип документа: ☐ Проведение экспертизы трупа

Объект исследования: ☐

Статус	Дата	Номер экспертизы	Тип документа	Объект исследования	Подраздел
📄	19.11.2024 9:44:14	44	Проведение экспертизы в отно...	Тест Тест 19.11.2024	Подраздел
✖ В работе	22.04.2024 11:18:30		Проведение экспертизы в отно...	Тест Маргарита Геннадьевна	
📄 В работе	24.11.2023 14:17:51	5	Проведение экспертизы в отно...	Тест Петр Романович	Подраздел
✖ В работе	26.03.2024 12:43:22		Проведение экспертизы в отно...	Тест Максим Борисович	
✖ В работе	16.01.2024 10:47:06		Проведение экспертизы в отно...	Тест Лев Борисович	
✖ В работе	17.04.2024 10:10:49		Проведение экспертизы в отно...	Тест Георгий Денисович	
✖ В работе	29.01.2024 8:50:17	14	Проведение экспертизы в отно...	Тест Валерий Олегович	
✖ В работе	05.04.2024 15:07:05	21	Проведение экспертизы в отно...	Тест Тимофей Александрович	Подраздел

Рис. 3 Список экспертиз.

В открывшейся форме «**Проведение экспертизы в отношении живого лица**» необходимо нажать на кнопку «**Провести**» для того что бы статус экспертизы поменял свое значение на «**В работе**».

← → ☆ Проведение экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Основное

Связанные документы

Статусы проведения экспертизы живых лиц

Провести и закрыть

Записать

Провести

Выбор статуса

Заключение экспертизы

Номер экспертизы: 44

Дата: 19.11.2024 9:44:14

Тип заключения: Заключение

Специалист: Врач Эксперт (Эж)

Текущая оценка экспертизы

Текущий статус экспертизы - В работе

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Рис. 4 Форма «Регистрация экспертизы в отношении живого лица».


РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА

В окне проведения экспертизы в отношении живого лица выбираем **«Первый вариант формы проведения экспертизы»**.

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Рис. 5 Выбор варианта формы проведения экспертизы.

На вкладке **«Основное»** в под вкладке **«Описание повреждений»** необходимо выбрать повреждение. В появившейся строке заполнить значения с помощью символа **«Стрелочки»** - **«Показать все»**.



Текущий статус экспертизы - В работе

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист **Основное** Вопросы, поставленные перед экспертом Объекты/материалы исследования Прочее

Описание повреждений (1)

Исследования материалов

Направления к врачам-специалистам

Протоколы

Лабораторные исследования

Приложения

РАНА КРОВОИЗЛИЯНИЕ КРОВОПОДТЕК РУБЕЦ ССАДИНА

Раны

Форма: Признаки: Локализация: вид локализации:

Текущий статус экспертизы - В работе

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное **Вопросы, поставленные перед экспертом** Объекты/материалы исследования Прочее

Описание повреждений (1)

Исследования материалов

Направления к врачам-специалистам

Протоколы

Лабораторные исследования

Приложения

РАНА КРОВОИЗЛИЯНИЕ КРОВОПОДТЕК

Раны

Форма: Признаки:

Введите строку для поиска

Нажмите [Показать все](#) для выбора

[Показать все](#)

Рис. 6,7 Выбор описания повреждения.

При необходимости добавить столько строк повреждений, сколько имеется у живого лица.

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное Вопросы, поставленные перед экспертом Объекты/материалы исследования Прочее

Описание повреждений (5)

Исследования материалов

Направления к врачам-специалистам

Протоколы

Лабораторные исследования

Приложения

РАНА КРОВОИЗЛИЯНИЕ КРОВОПОДТЕК РУБЕЦ ССАДИНА

Раны

Форма: С ровными краями, острыми ▾ □ Признаки: С тусклым западающим дном ▾ □ Локализация: В проекции правого плечевого ▾ □ вид л

Форма: С ровными краями, острыми ▾ □ Признаки: С тусклым западающим дном ▾ □ Локализация: В проекции правого плечевого ▾ □ вид л

Кровоподтеки

Форма: Округлой формы ▾ □ Признаки: Синюшного цвета, с буро-зел ▾ □ Локализация: В проекции левого плечевого ▾ □ вид л

Рубцы

Форма: Округлой формы ▾ □ Признаки: Плоский, мягкий, розово-сини ▾ □ Локализация: На животе ▾ □ вид л

Кровоизлияния

Форма: округлой формы ▾ □ Признаки: темно-красное, тусклое, с че ▾ □ Локализация: В проекции правого тазобеде ▾ □ вид л

Рис. 8 Добавление и заполнение повреждений.

Вкладка «Исследование материалов» строки «Исследование медицинских документов», «Исследование материалов проверки» заполняются вручную.

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное Вопросы, поставленные перед экспертом Объекты/материалы исследования Прочее

Описание повреждений (5)

Исследования материалов

Направления к врачам-специалистам

Протоколы

Лабораторные исследования

Приложения

Исследование медицинских документов:

Тест


Исследование материалов проверки (уголовного дела):

Тест

Рис. 9 Исследования материалов.

Во вкладке «Направления к врачам специалистам» можно создать направление к специалистам в другую организацию. Нажать на кнопку

«Создать». В новом открывшемся окне заполнить строку «Специальность» с помощью символа «Стрелочки» - «Показать все».



Направление к врачу-специалисту (создание)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Направление

Номер: Дата: 19.11.2024 10:10:45 Проведение экспертизы в отношении

Основное Прочее

Объект исследования: Тест Тест 19.11.2024


Специальность:

- Урология
- Восстановительная медицина
- Судебно-медицинская экспертиза

Показать все

Рис. 10 Направление к врачу-специалисту.

В открывшемся справочнике выбрать необходимую специальность. Нажать на кнопку «Выбрать». В окне «Направление к врачу» нажать «Провести и закрыть».



Специальности

Выбрать Подобрать из классификатора

ID	Наименование
284	Бактериология
58	Восстановительная медицина
79	Гастроэнтерология
6	Медицинская биохимия
289	Медицинская микробиология
62	Рефлексотерапия

Рис. 11 Выбор специальности.

Во вкладке «Протоколы» нажать кнопку «Создать протокол».

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное Вопросы, поставленные перед экспертом Объекты/материалы исследования

Описание повреждений (5)	Создать протокол <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>↓</th> <th>Протокол</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Дата	↓	Протокол															
Дата		↓	Протокол																
Исследования материалов																			
Направления к врачам-специалистам (1)																			
Протоколы																			
Лабораторные исследования																			
Приложения																			

Рис. 12 Создание протокола.

В открывшемся протоколе заполнить поля вручную.

Объективный статус:	
Обстоятельства:	В постановлении указано: «01.01. 2024 в 1 ч. 0 мин. от оперативного дежурного по ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение об обнаружении в подьез...
Методы экспертизы:	Секционное исследование трупа с вскрытием полости черепа и исследованием головного мозга по Вирхову, вскрытие грудной и брюшной полостей по Вирхову с извлеч...
Использованные технические средства	

Рис. 13 Заполнение полей протокола.

Далее необходимо заполнить форму «**Основной диагноз**», с помощью справочника МКБ-10. Поля описания заполнить вручную.

Основной Диагноз: ▼ 📄

Массивная кровопоте Введите строку для поиска
Нажмите [Показать все](#) для выбора

[Показать все](#)

★ МКБ-10

[Выбрать](#) Поиск (0)

Актуальность элементов МКБ-10 отображается на текущую дату

Наименование	↓	ИД МКБ-10	Группа
"Географический" язык		K14.1	Болезни языка
"Доброкачественные" и не причиняющие бесп...		R01.0	Сердечные шу...
"Маловесный" для гестационного возраста плод		P05.0	Замедленный р...
"Петлевые" диуретики		Y54.4	Препараты, впи...
"Цепляющиеся" позвонки		M48.2	Другие спонди...
46. XX истинный гермафродит		Q99.1	Другие аномал...

[Наверх](#)

Рис. 14, 15 Заполнение основного диагноза.

После заполнения протокола для сохранения нажать кнопку «Сохранить».

При необходимости распечатать документ нажать на кнопку «Печать».

★ **тестовый шаблон ***

[Сохранить](#) [Печать](#)

Объективный ста

БСМЭ

БСМЭ

Тест Тест 19.11.2024
Мужской
рождения: 10.11.1990
о регистрации: 115 280, Город Москва, муниципальный округ Даниловский, Ленинская Слобода, Дом 23, Строение, Квартира

Анамнез:

оательства: В постановлении указано: «01.01. 2024 в 1 ч. 0 мин. от оперативного дежурного по ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение об обнаружении в подьезде дома

ды экспертизы: Секционное исследование трупа с вскрытием полости черепа и исследованием головного мозга по Вирхову, вскрытие грудной и брюшной полостей по Вирхову с извлечением органокомплекса по Шору; экспертный анализ представленных документов.

Использованные технические средства

вной Диагноз: K14.1-"Географический" язык
Массивная кровопотеря. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Левосторонний гемоторакс (1200 мл).

19.11.2024 10:28:25 Специалист: Врач Эксперт (Эж)

Рис. 16, 17 Сохранение и печать протокола.

Во вкладке **«Приложения»** по желанию можно прикрепить файл, относящийся к экспертизе кнопкой **«Добавить приложение»**, выбрать необходимое значение.




Рис. 18 Добавление файла в экспертизу.

На вкладке **«Вопросы, поставленные перед экспертом»** нажать кнопку **«Добавить»** и выбрать вопрос из раскрывающегося списка, при необходимости создания нового вопроса нажать кнопку **«Создать»**.




Рис. 19 Добавление вопросов.

Во вкладке **«Объекты/материалы исследования»** кнопкой **«Добавить»** заполнить поле **«Дата доставки»**, **«Материал исследования»** вручную.

Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное Вопросы, поставленные перед экспертом (4) **Объекты/материалы исследования (1)** Прочее

Добавить ↑ ↓

N	Дата доставки	Материал исследования
1	05.11.2024	Материал

Рис. 20 Заполнение вкладки «Объекты/материалы исследования».

Когда все поля экспертизы заполнены, для сохранения нажать на кнопку **«Провести и закрыть»».**

← → ☆ Проведение экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14

Основное [Связанные документы](#) [Статусы проведения экспертизы живых лиц](#)

Провести и закрыть Записать Провести Выбор статуса ▾ **Заключение эксперта по живым лицам**

Специалист: Врач Эксперт (Эж) Совмещение с

Текущая оценка экспертизы

Текущий статус экспертизы - В работе

[Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44](#)

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3 ?

Титульный лист Основное Вопросы, поставленные перед экспертом (4) **Объекты/материалы исследования (1)** Пр

Объект исследования: **Тест Тест 19.11.2024** Дата рож


Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия: 2000 Номер: 5

Рис. 21 Завершение и сохранение экспертизы.

РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА

Для проведения заключения экспертизы в отношении живого лица необходимо нажать на кнопку **«Заключение эксперта по живым лицам».**



← → ☆ Проведение экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44 *

Основное [Связанные документы](#) [Статусы проведения экспертизы живых лиц](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ψ Выбор статуса **Заключение эксперта по живым лицам**

Специалист: Совмещение специалиста:

[Текущая оценка экспертизы](#)

[Текущий статус экспертизы - В работе](#)

[Регистрация экспертизы в отношении живого лица от 19.11.2024 9:44:14 №44](#)

Рис. 22 Кнопка «Заклучение эксперта по живым лицам».

В окне заключения экспертизы в отношении живого лица выбираем **«Первый вариант формы проведения экспертизы»**.




Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Рис. 23 Выбор варианта формы проведения экспертизы.

Нажав на кнопку « Подобрать по всем полям», информация перетянется в дублирующие поля, которые были в протоколе экспертизы живого лица.

Перетянув бегунок «**Редактировать**» в активное зеленое положение появится возможность редактировать информацию в полях.



Редактировать: ☒

Во вкладке «**Жалобы**» выбрать необходимый протокол, нажать кнопку «**Подобрать**». Информация из протокола появится в поле «**Жалобы**». Так же можно продолжить вносить дополнительную информацию в поле.


Объект исследования: [Проведение экспертизы в отношении](#)

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы Анамнез **Объективный статус** Результаты лабораторных исследований Дополнительно Выводы Прочее

Судебно-медицинская экспертиза:

Жалобы: Жалобы Тест



Протокол

Проведение экспертизы живых лиц от 19.11.2024 10:28:25 №00000023...

Рис. 24 Выбор протокола.


Вкладка «Анамнез» и «Объективный статус» заполняется аналогичным образом. Так же можно продолжить вносить дополнительную информацию в поле.

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы **Анамнез** Объективный статус Результаты лабораторных исследований Дополнительно

Судебно-медицинская экспертиза:

Анамнез: Анамнез: Анамнез тест



Протокол


Проведение экспертизы живых лиц от 19.11.2024 10:28:25 №00000023...

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы Анамнез **Объективный статус** Результаты лабораторных исследований Дополнительно

Судебно-медицинская экспертиза:

Объективный статус: Объективный статус тест




Протокол

Проведение экспертизы живых лиц от 19.11.2024 10:28:25 №00000023...

Рис. 25, 26 Заполнение вкладок «Анамнез» и «Объективный статус».

На вкладке «**Результаты лабораторных исследований**» с помощью кнопки «**Подобрать**» выбрать необходимый результат исследования.



Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы Анамнез Объективный статус **Результаты лабораторных исследований (1)** Дополнительно Выводы (1) Прочее

+ Подобрать результаты

Документ-основание/Протокол заключения

⊕ Результат судебно-биологического исследования 000000011 от 26.03.2024 13:42:47


☆ **Направления на исследования объектов**

Поиск (Ctrl+F) x 🔍 Ещё ▾

Основание направления	Направление на исс...	Дата результата	Результат иссл...	A
📄 Проведение эксперт...	Направление на су...	26.03.2024 13:42:47	Результат суде...	B

Рис. 27 Выбор результатов лабораторных исследований.

Вкладки «**Дополнительно**», «**Выводы**», «**Прочее**» заполняются вручную.



Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы Анамнез Объективный статус Результаты лабораторных исследований (1) **Дополнительно** Выводы (1) Прочее

Составлено ходатайство следователю:

Тестовое ходатайство

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Основное Жалобы Анамнез Объективный статус Результаты лабораторных исследований (1) Дополнительно **Выводы (1)** Прочее

Тестовый Вывод

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3


Основное Жалобы Анамнез Объективный статус Результаты лабораторных исследований (1) Дополнительно Выводы (1) **Прочее**

Комментарий:

Тестовый Комментарий

Рис. 28, 29, 30 Пример заполнения полей «Дополнительно», «Выводы», «Прочее».

После заполнения всех вкладок и необходимых полей нажать на кнопку **«Заключение эксперта»**.



← → ☆ **Заключение экспертизы в отношении живого лица (создание) ***

Провести и закрыть Записать Провести Завершить и направить на проверку Заключение эксперта


Номер экспертизы: 44 Дата: 19.11.2024 10:56:01 Тип заключения: Заключение эксперта

Объект исследования: Тест Тест 19.11.2024 [Проведение экспертизы в отношении](#)

Вариант формы проведения экспертизы: ☒ Вариант 1 ☐ Вариант 2 ☐ Вариант 3

Рис. 31 Сохранение и завершение экспертизы.

Открылось окно печатной версии **«Заключение эксперта в отношении живого лица»**. При необходимости распечатать документ нажать **«Печать»**.



← → Печать документа

0 Σ -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №
(экспертиза в отношении живого лица)

На основании постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы от 11.03.2024.
(должностное лицо, назначившее экспертизу)

Регистратор (ЭЖ)
в помещении Отделение 2

Врач – судебно-медицинский эксперт Врач-эксперт (ЭЖ), имеющий Профессиональное высшее медицинское образование, подготовку по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», нет данных по стажу работы по специальности

Врач Эксперт (Эж), , Профессиональное высшее, Судебно-медицинская экспертиза, нет данных по стажу работы по специальности, ,
(ФИО полностью, должность, образование, специальность, стаж работы по специальности, квалификационная категория, ученая степень, ученое звание)

произвел основную судебно-медицинскую экспертизу Тест Максим Борисович 09.03.2005
предъявившего

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.57 УПК РФ мне разъяснены.
Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ предупрежден (ы).

Эксперт: Врач-эксперт (ЭЖ)
МП (подпись эксперта) (И.О. Фамилия)

При экспертизе присутствовали

Экспертиза начата: «26.03.2024», «12:43»
Экспертиза окончена: «26.03.2024», «13:47»

«Заключение эксперта» изложено на ____ листах с приложениями на ____ листах.

Рис. 32 Печать «Заключение эксперта».

Для завершения экспертизы эксперту необходимо проставить балл и направить на проверку. Для этого нажать **«Завершить и направить на проверку»**, после чего откроется форма **«Бальная оценка экспертизы»**, в

которой необходимо выбрать категорию, соответствующую выполненной работе, после чего нажать кнопку «**Выбрать**».





Рис. 33 Оценка экспертизы.

Далее закрыть заключение эксперта, нажав кнопку «**Провести и закрыть**»



РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНАЛ ЖУРНАЛА ЭКСПЕРТИЗ

Для просмотра журнала экспертиз, переходим в раздел «**Журнал экспертиз**» из начальной страницы МИС.





Рис. 34 Начальная страница МИС.

В открывшемся разделе находятся все существующие экспертизы с разными статусами.

Статус	Дата ↓	Номер экспертизы	Тип документа	Объект исследования	Подразделение
Завершить и направить на проверку	13.11.2023 9:42:49	1	Проведение экспертизы в отно...	Тест Сергей Васильевич	
Выдан результат сотруднику органов ...	24.11.2023 13:31:58	4	Проведение экспертизы в отно...	Тест Петр Романович	
В работе	24.11.2023 14:17:51	5	Проведение экспертизы в отно...	Тест Петр Романович	Подразделение 2
Завершить и направить на проверку	08.12.2023 13:03:16		Проведение экспертизы в отно...	Тест Ирина Александровна	
Закрыт	14.12.2023 10:04:17	7	Проведение экспертизы в отно...	Тест Евгений Александрович	

Рис. 35 Журнал экспертиз.

При необходимости массовой смены статуса экспертиз, необходимо нажать кнопку «Массовая смена статуса».



После чего в открывшемся окне выбрать новый статус.



Новый статус

Укажите новый статус выбранных экспертиз

В работе

Приостановлен

Отмена

Рис. 36 Выбор статуса экспертизы.