

**«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»»**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**«Функционал Заведующего.
Экспертиза вещественных
доказательств и объектов
биологического и иного
происхождения»**

Версия 1.1.1.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВХОД В СИСТЕМУ	2
РАЗДЕЛ 1. ФУНКЦИОНАЛ ЗАВЕДУЮЩЕГО. ЭКСПЕРТИЗА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЪЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ИНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2

РАЗДЕЛ 1. ВХОД В СИСТЕМУ

В данном руководстве пользователя будет описан функционал и возможности Заведующего экспертизы вещественных доказательств. Для начала работы необходимо авторизоваться в систему под ролью **«Заведующий доп. экспертиз»**. Предлагается выбрать из списка заранее созданных учётных записей, учётную запись под которой будет происходить дальнейшая работа. Ввести пароль, если был создан.




Рис. 1 Форма авторизации.

РАЗДЕЛ 1. ФУНКЦИОНАЛ ЗАВЕДУЮЩЕГО. ЭКСПЕРТИЗА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЪЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ИНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

На начальной странице нажать форму **"Исследования"**.




Рис. 2 Форма «Исследования».

С помощью поля «Поиск» найти необходимую экспертизу. Открыть двойным кликом ЛКМ.




Рис. 3 Поиск экспертизы.

В открывшемся окне экспертизы просмотреть необходимую информацию.





Рис. 4 Проверка экспертизы.


При необходимости просмотреть протоколы, созданные экспертом щелкнув по выбранному полю 2 кликом ЛКМ.



Создать протокол		Поиск (Ctrl+F)			Еще -
Дата	Номер	Специалист	Тип шаблона протокола		
22.11.2024 15:14:21	000000236	Тест Тест ...	Исследования		
25.11.2024 9:00:25	000000237	Тест Тест ...	Исследования		

Рис. 5 Просмотр протоколов.

Для печати журнала экспертиз нажать на кнопку «Печать». В открывшемся окне выбрать период. Нажать на кнопку «ОК».



Экспертизы

Печать

Судебно-гистологическая экспертиза
Медико-криминалистическая экспертиза
Биохимическая экспертиза
Генетическая экспертиза
Спектрографическая экспертиза

Создан на основании экспертизы: ☐ Нет

Создать

Дата поступления	Цель эксл...	Наименование учреждения направившего вещественные доказательства	Номер дела	ФИОПотерпевшего
15.05.2024 10:40:13				
15.05.2024 11:08:46				Битючих Данила Владиславович
15.05.2024 11:28:49				Лесных Лесной Леснич
15.05.2024 11:48:06				Тест Схо
15.05.2024 13:01:52				
21.11.2024 14:43:11				
21.11.2024 14:45:22				
22.11.2024 9:17:18				
22.11.2024 15:05:17	Тест			
22.11.2024 15:28:33				

Параметры печати журнала регист...

Дата начала отбора, с: 01.11.2024 по: 30.11.2024

ОК Отмена

Рис. 9 Формирование печати журнала.

В открывшемся окне сформировалась печатная версия журнала. Для сохранения журнала и его печати нажать кнопку «Сохранить», «Печать» в правом верхнем углу.

Печать документа

ЖУРНАЛ
Генетическая экспертиза

Дата	Цель экспертизы	Наименование упрощенной, направившего вещества доказательства	№ дела	Дата происшествия	ФИО потерпевшего	ФИО подозреваемого	Перечень вещественных доказательств	Краткое обстоятельство	Дата начала	Дата окончания	Сроки экспертизы	Эксперт	Лаборант	Дата выдачи	ФИО получившего	Биоматериал	Количество предметов	Акт СМИ трупа	Рег. № по ОСБЭ	Результат	Экстракция ДНК	Конца
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
9.11.2024 11:46:08																						
10.11.2024 8:51:04																						
9.11.2024 11:36:39	цель исследования	123	qwe				перечень	обстоят	01.11.2024 0 00 00	02.11.2024 0 00 00	03.11.2024 0 00 00	Врач Эксперт (Э)	Лаборант 1	30.11.2024 0 00 00	ФИО получ	кровь	штук	акт	осбэ	рез	Экстракция ДНК 1	Конца
11.11.2024 14:24:57																						
11.11.2024 14:25:48																						

Рис. 10 Сохранение и печать журнала регистраций.